




**Analiza zakresu zmian  
argumentacji wiarygodności  
(*assurance case*)  
z użyciem metamodelu  
*evidence framework***

Andrzej Wardziński  
Katedra Inżynierii Oprogramowania  
Gdańsk, 14.04.2015

# O czym dziś mowa?

- Co to argumentacja wiarygodności (*assurance case*)?
- Argumentacja w cyklu życia systemu
- Zmiany argumentacji
- Perspektywy jako ścieżki propagacji zmian
- Metamodel *evidence framework*
- Przykład zmiany
- Podsumowanie






# Struktura argumentacji

Argumentacja  
pokazuje  
w jednoznaczny,  
przekonujący  
i zrozumiały sposób  
wnioskowanie  
popierające postulat  
lub tezę.

*Postulat*

*Reguła wnioskowania*

*Przesłanki*



Stephen Toulmin, 1922-2008  
Twórca teorii argumentacji  
„The Uses of Argument”, 1958


# Poziomy argumentacji

Argumentację budujemy poziomami od głównego celu aż do szczegółowych przesłanek.

Każdy krok argumentacji jest jawnie określony.


Przykłady głównego postulatu:

- System jest bezpieczny
- System spełnia wymagania...
- Organizacja spełnia wymagania...




# Argumentacja a obserwowany świat

- Końcowe elementy argumentacji odwołują się do świata rzeczywistego
- Mówimy, że dostarczamy **dowody** dla argumentacji
- Czy są dowody?
  - Czy jest to nieuporządkowany zbiór dokumentów?
  - Czy jest to jakaś spójna całość?



***Evidence framework*** = spójny zbiór dowodów



## evidence framework

structure identifying what evidence will be/has been produced and when


- Proces zarządzania zmianami dotyczy wszystkich artefaktów w cyklu życia systemu, argumentacji też!
- Zmiany argumentacji dotyczą przede wszystkim dowodów

Cel:

- zapewnić spójność zmian dowodów w argumentacji wiarygodności (*assurance case*)




# System: Pompa infuzyjna





# Model systemu PCA Infusion Pump

- System obejmuje:
  - oprogramowanie
  - elementy elektryczne i mechaniczne
  - ludzi (pacjent i personel medyczny)
- System jest zdefiniowany w notacji AADL



Wpływ zmiany elementu na inne elementy analizowany jest w kontekście konkretnej perspektywy

Przykłady perspektyw:

- struktura systemu
- cykl życia
- technologia
- przepływ sterowania lub danych
- położenie fizyczne
- struktura argumentacji


*Przykład perspektywy struktury systemu*

|                   |                     | Parent | Dependencies |
|-------------------|---------------------|--------|--------------|
| Users             | S1                  |        |              |
|                   | Patient             | S2     | S1           |
|                   | Clinician           | S3     | S1           |
| Infusion set      | S4                  |        |              |
|                   | Drug reservoir      | S5     | S4           |
|                   | Intravenous line    | S6     | S4           |
| PCA Infusion Pump | S7                  |        |              |
|                   | Fluid subsystem     | S8     | S7           |
|                   | upstream monitor    | S9     | S8           |
|                   | pump                | S10    | S8           |
|                   | downstream monitor  | S11    | S8           |
|                   | Operation subsystem | S12    | S7           |
|                   | Safety subsystem    | S13    | S7           |
|                   | Control panel       | S14    | S7           |
|                   | Display             | S15    | S14          |
|                   | Keyboard            | S16    | S14          |
|                   | Speaker             | S17    | S14          |

Dla perspektywy definiujemy:

- hierarchię
- relacje wpływu


Dowód jest przypisany  
do elementu perspektywy



# Krok 1. identyfikacja pierwotnej zmiany

Punktem startowym jest  
zmiana jednego dowodu


Zakładamy, że dowody są  
przypisane do elementów  
perspektyw



## Krok 2. Określenie zakresu wpływu

Propagacja zmiany może następować:

- w jednej lub wielu perspektywach w wymiarze hierarchii
- w jednej perspektywie w relacji wpływu




# Krok 3. Identyfikacja zakresu wpływu

Każdy dowód w zakresie zmiany podlega ocenie:

- czy zmiana pierwotna wymusza modyfikację
- czy modyfikacja nie jest wymagana

Jeżeli wymagana jest modyfikacja, powtarzane są kroki 1-3 dla danego dowodu.



# Analiza hazardu: powietrze w linii

Ogólna struktura argumentacji:

- ▶ system jest bezpieczny, gdy ryzyko hazardów jest na akceptowalnym poziomie
  - ▶ hazardy są akceptowane, gdy stosowane są skuteczne zabezpieczenia
    - ▶ Skuteczne zabezpieczenia obejmują prewencję, wykrywanie i naprawę
    - ▶ Zabezpieczenie jest skuteczne, gdy spełnione są wynikające wymagania bezpieczeństwa

| Preventive controls  | Detective controls                            | Corrective controls   |
|--|---|---|
| <p>Clinician training mitigates external sources of air in line</p> <p>Clinician manual and training ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compatible infusion set</li> <li>- sealed delivery path</li> <li>- expelling air from line</li> </ul> | <p>Downstream monitor detects air bubbles</p> | <p>Alarm sound and displayed message</p> <p>Pumping halted</p> <p>Failure recorded in the log</p> |

# Evidence framework


## Macierz dowodów dla argumentacji pompy PCA

|                   |                     | Concept |         | Implementation |      |        | V&V       |             |                |           | Deployment   |           |           | Operation |            |
|-------------------|---------------------|---------|---------|----------------|------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   |                     | PHA     | Requir. | Design         | Code | Review | Test Plan | Test Report | Int. Test Plan | Int. Test | Inst. Instr. | User Man. | Procedure | Training  | System Log |
|                   |                     | D1      | D2      | D3             | D4   | D5     | D6        | D7          | D8             | D9        | D10          | D11       | D12       | D13       | D14        |
| Users             | S1                  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Patient             | S2      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Clinician           | S3      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Infusion set      |                     | S4      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Drug reservoir      | S5      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Intravenous line    | S6      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| PCA Infusion Pump |                     | S7      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Fluid subsystem     | S8      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | upstream monitor    | S9      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | pump                | S10     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | downstream monitor  | S11     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Operation subsystem | S12     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Safety subsystem    | S13     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Control panel       | S14     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Display             | S15     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Keyboard            | S16     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Speaker             | S17     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |



# Zmiana 1: bez zmiany interfejsu


**Zmiana 1:** zmiana czujnika na element od innego producenta z zachowaniem zgodności interfejsów




# Evidence matrix

|                   |                     | Concept |         | Implementation |      |        | V&V       |             |                |           | Deployment   |           |           | Operation |            |
|-------------------|---------------------|---------|---------|----------------|------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   |                     | PHA     | Requir. | Design         | Code | Review | Test Plan | Test Report | Int. Test Plan | Int. Test | Inst. Instr. | User Man. | Procedure | Training  | System Log |
|                   |                     | D1      | D2      | D3             | D4   | D5     | D6        | D7          | D8             | D9        | D10          | D11       | D12       | D13       | D14        |
| Users             | S1                  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Patient             | S2      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Clinician           | S3      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Infusion set      | S4                  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Drug reservoir      | S5      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Intravenous line    | S6      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| PCA Infusion Pump | S7                  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Fluid subsystem     | S8      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | upstream monitor    | S9      |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | pump                | S10     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | downstream monitor  | S11     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Operation subsystem | S12     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Safety subsystem    | S13     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Control panel       | S14     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Display             | S15     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Keyboard            | S16     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
|                   | Speaker             | S17     |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |

# Dla przypomnienia...



## Zmiana 2: zmiana czujnika na element od innego producenta ze zmianą interfejsu



# Zakres wpływu zmiany 2


|                     |     | Concept |         | Implementation |      |        | V&V       |             |                |           | Deployment   |           |           | Operation |            |
|---------------------|-----|---------|---------|----------------|------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                     |     | PHA     | Requir. | Design         | Code | Review | Test Plan | Test Report | Int. Test Plan | Int. Test | Inst. Instr. | User Man. | Procedure | Training  | System Log |
|                     |     | D1      | D2      | D3             | D4   | D5     | D6        | D7          | D8             | D9        | D10          | D11       | D12       | D13       | D14        |
| Users               | S1  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Patient             | S2  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Clinician           | S3  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Infusion set        | S4  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Drug reservoir      | S5  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Intravenous line    | S6  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| PCA Infusion Pump   | S7  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Fluid subsystem     | S8  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| upstream monitor    | S9  |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| pump                | S10 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| downstream monitor  | S11 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Operation subsystem | S12 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Safety subsystem    | S13 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Control panel       | S14 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Display             | S15 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Keyboard            | S16 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |
| Speaker             | S17 |         |         |                |      |        |           |             |                |           |              |           |           |           |            |

W wyniku analizy wpływu zmiany można podzielić dowody na trzy kategorie:

- podlegające zmianie
- zweryfikowane jako niewymagające zmiany (granica zmiany)
- poza zakresem zmiany

Mapa wymienionych trzech kategorii tworzy profil zmiany.

Profil poprawnej analizy zmian zachowuje spójność – nie wszystkie kombinacje są legalne. Znając jakie dowody są modyfikowane można określić, czy profil zachowuje spójność



- Dowody w argumentacji wiarygodności powinny być traktowane jako spójny zbiór powiązanych elementów
- Pierwsze eksperymenty (bez narzędzia) wskazują, że skuteczne jest opisywanie dowodów z użyciem:
  - hierarchicznych tagów z relacjami wpływu
- Opracowany algorytm analizy wpływu zmiany
  - ocena wpływu na dany element jest wykonywana przez człowieka
- Zmiana może być opisana przez profil zmiany w macierzy dowodów
  - profil zmiany ma określone warunki spójności – jest możliwe wykrywanie niespójnych zakresów wpływu zmiany
- Dalsze prace
  - rozszerzenie NOR-STA o tagi i analiza dla większych systemów
  - analiza zakresu zmian w strukturze argumentacji
  - zmiany struktury *evidence framework*